

PHILIPS

Ультразвуковая
диагностика

EPIQ CVx



Реклама

Разработана специально для кардиологии. Создана для заботы о пациентах.


Премиальная ультразвуковая визуализация сердца и сосудов
с Philips EPIQ CVx

Ультразвуковая диагностическая система для кардиологии нового поколения Philips EPIQ CVx¹ – это сочетание достоверной клинической информации, высокой производительности и упрощения рабочего процесса, которые способствуют уверенности врача в принятии решений в ходе ультразвуковых исследований в детской и взрослой кардиологии, в том числе пренатальной, а также при интервенционных вмешательствах.

Переходите на новый уровень диагностики
в кардиологии вместе с EPIQ CVx!

95%²

врачей, работавших
с кардиологической
системой EPIQ CVx,
убеждены, что она
обеспечивает
высокое качество
изображения.



+7 (863) 310-08-07





sales@tdpuls.com



tdpuls.com





Премиальная визуализация

OLED монитор второго поколения диагональю 21,5" позволяет увидеть изображения с большей четкостью, контрастностью и высокой цветопередачей в режиме ЦДК независимо от угла просмотра изображения. А возможности MaxVue нового поколения предоставляют на 38%³ больше область визуализации для оптимального отображения в режиме двойной визуализации, бипланового сканирования и стресс-эхокардиографии.

Автоматический расчет деформации трех камер сердца

Благодаря функции автоматической оценки анатомической деформации трех камер сердца (ПЖ, ЛЖ, ЛП) AutoSTRAIN сокращается время исследования и анализа данных, полученных даже без ЭКГ синхронизации, что особенно актуально для кардио-онкологии, исследований сердечной недостаточности, врожденных пороков и структурных заболеваний.

Реалистичная визуализация в интервенционных процедурах

Улучшенное качество визуализации в объемном сканировании доступно с новым матричным датчиком X8-2t TEE⁴ и режимом TrueVue, позволяющие получить фотореалистичные 3D изображения анатомических структур сердца. Виртуальный источник света обеспечивает лучшее восприятия глубины изображения. Режим TouchVue позволяет управлять полученным объемом с сенсорной панели.

Автоматическая количественная оценка трех камер сердца

Одним нажатием за считанные секунды функция Dynamic HeartModel позволяет провести измерения левых отделов сердца (ЛЖ, ЛП) до 5 сердечных циклов, что важно при фибрилляции предсердий, а с функцией 3D Auto RV доступна расширенная оценка правого желудочка (ПЖ). 97%² врачей уже оценили увеличение пропускной способности отделения функциональной диагностики.

¹ РУ № РЗН 2014/2234 «Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями», вариант исполнения EPIQ. EPIQ CVx является наименованием конфигурации, используемым в маркетинговых целях для варианта исполнения EPIQ.
² Выводы сделаны на основе опроса 42 респондентов из 17 стран.
³ В сравнении с экспертной ультразвуковой кардиологической системой Philips iE33.



Оборудование для ультразвуковой диагностики



+7 863 310 08 07



sales@tdpuls.com



tdpuls.com



Узнайте больше на
www.philips.ru/epiq-cvx